

# YPSO

Insulinpump





1. Slangset
2. Insulinampull
3. Pump
4. Tvättablapp
5. Mobil
6. Pumpska
7. Inserter



Sätt insulinampullen i pumpen



Öppna förpackningen med slangsetet



Koppla ihop slangsetet med pumpen



Fyll slangen med insulin



Placera nålen i insertern



Välj plats på magen och tvätta





Ta bort nålskyddet



Dra bort båda skydden



Skruva på insertern



Håll insertern mot magen, tryck på knappen och nålen kommer på plats



Dra fingret på plåstret runt nålen



Ta bort nålen



Koppla på slangen och fyll kanylen med insulin



Framtaget av Diabetesmottagningen och Lekterapien.

