

Dexcom G6

Sensor





1. Sensor
2. Tvättlapp
3. Sändare
4. Handenhet
5. Mobil



Öppna sensorförpackningen



Välj plats på bakre överarmen och tvätta



Dra bort skydden



Placera sensorn där du tvättat



Vicka och ta bort knappskyddet



Tryck på knappen och sensorn sätts på plats



Dra fingret på plåstret runt sensorn



Sätt i och tryck fast sändaren i
sensorn. Du ska höra två klick.



Nu är det klart och efter 2 timmar kan du se ditt blodsocker i handenheten eller mobilen



Framtaget av Diabetesmottagningen och Lektterapi.

Producerat av Fotogruppen februari 2024

