

Dexcom G7

Sensor





1. Tvättlapp
2. Handenhet eller mobil
3. Sensor



Skruva av locket på sensorn



Välj plats på bakre överarmen och tvätta



Placera sensorn där du tvättat och tryck mot armen.

Tryck på knappen och sensorn sätts på plats.



Dra fingret på plåstret runt sensorn



Nu är det klart och efter ca 30 minuter kan du se ditt blodsocker i handenheten eller mobilen



Framtaget av Diabetesmottagningen och Lektterapi.

Producerat av Fotogruppen februari 2024

