


# Libre 3

Sensor





1. Mobil
2. Tvättlapp
3. Sensor



Skruva av locket från sensorhållaren



Välj plats på bakre överarmen och tvätta



Placera sensorn där du tvättat  
Tryck och sensorn sätts på plats



Dra fingret på plåstret runt sensorn



Starta sensorn genom att skanna med mobilen



Nu är det klart och efter en timme kan du börja mäta ditt blodsocker med mobilen



Framtaget av Diabetesmottagningen och Lekterapien.

